

VALVE MILLIN

Réf. IV05100



VALVE MILLIN



Réf. **IV05100**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040032368

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,1

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 28,7

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 4,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,145

Poids conditionnement (kg) : 0,150

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:50 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IV05100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.