

VALVE DE LERICHE, 28 CM, LARG. 45 MM

Réf. IV05525



VALVE DE LERICHE, 28 CM, LARG. 45 MM



Réf. **IV05525**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040088150

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 21,6

Largeur conditionnement (cm) : 21,6

Longueur unitaire (cm) : 28,1

Longueur conditionnement (cm) : 28,1

Hauteur unitaire (cm) : 4,6

Hauteur conditionnement (cm) : 4,6

Poids unitaire (kg) : 0,401

Poids conditionnement (kg) : 0,840

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:51 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IV05525

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.