

SET DE 4 COMPARTIMENTS DE COULEUR

ELITE BAGS

Réf. MEACCE03

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTEE



SET DE 4 COMPARTIMENTS DE COULEUR



Réf. MEACCE03

4 compartiments de couleur avec la partie frontale transparente, ce qui permet une identification et un accès rapide aux différents instruments.

- Code couleurs international
- Matériel de PVC résistant aux piqûres/poinçons.
- Intérieur est composé de séparateurs
- Frontal transparent.
- Poids 601 g
- Mesures extérieures : 29 x 9 x 10 cm / 2,60 L
- Vendus vides

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	8436564542373
Garantie (mois) :		Code douanier :	42029270
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	30,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	18,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	15,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,572
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEACCE03

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.