

AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - NOIR

 ELITE BAGS

Réf. MEAMPO01

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - NOIR



Réf. MEAMPO01

Ampoulier isotherme, 43 ampoules

- Séparateur central matelassé
- Éléments de fixation
- Coloris : noir
- Poids : 160 g
- Mesures extérieures : 18 x 13 x 4 cm / 0,93 L
- Capacité maximum recommandée : 1 kg
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : Code barres : 8436564540546

Garantie (mois) : 24 Code douanier : 420212

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 13,0 Largeur conditionnement (cm) : 14,5

Longueur unitaire (cm) : 18,0 Longueur conditionnement (cm) : 18,7

Hauteur unitaire (cm) : 4,0 Hauteur conditionnement (cm) : 4,5

Poids unitaire (kg) : 0,160 Poids conditionnement (kg) : 0,276

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



25/08/2022 21:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEAMPO01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.