

SPATULE À IRIS CASTROVIEJO

Réf. IS25010



SPATULE À IRIS CASTROVIEJO



Réf. **IS25010**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040031248

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,8

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 14,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,3

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,017

Poids conditionnement (kg) : 0,017

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS25010

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.