

SAC URGENCE ELITE BAGS CRITICAL - ROUGE

 ELITE BAGS

Réf. MECRIT01_R

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



SAC URGENCE ELITE BAGS CRITICAL - ROUGE



Réf. MECRIT01_R

Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d'urgence, en facilitant l'accès au matériel de façon rapide et efficace.

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce aux séparateurs extractibles en velcro.
- Bandes réfléchissantes nuit et jour.
- 2 poches externes de taille moyenne (l'une d'elle avec une bague d'extraction du tube d'oxygène)
- 2 poches externes de grande capacité, avec des élastiques, des poches plates et volumineuses.
- 5 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge : système circulatoire, vert : matériel chirurgical et divers, jaune : matériel pédiatrique).
- Compartiment auxiliaire de couleur grise.
- Ampoulier isotherme avec 56 élastiques.
- Espace pour embouts et masques
- Espace pour bombonne d'oxygène max. 5L, avec rubans de fixation.
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane.
- Matériau : 1000D polyamide
- Coloris : Rouge.
- Existe en version waterproof
- Poids : 4,12 kg.
- Mesures extérieures : 61 x 29,5 x 35 cm / 47.04 L
- Capacité maximum recommandée : 15 kg.
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

8436564540171

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

42029270

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 29,5

Largeur conditionnement (cm) : 31,3

Longueur unitaire (cm) : 61,0

Longueur conditionnement (cm) : 58,0

Hauteur unitaire (cm) : 35,0

Hauteur conditionnement (cm) : 24,0

Poids unitaire (kg) : 4,120

Poids conditionnement (kg) : 4,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MECRIT01_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.