

## SAC URGENCE ELITE BAGS EXTREME - ROUGE WATERPROOF

ELITE BAGS

Réf. MEEXTR02\_R



GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE



CE



# SAC URGENCE ELITE BAGS EXTREME - ROUGE WATERPROOF



Réf. **MEEXTR02\_R**

Pour les usagers des services d'urgence spécialisés dans les premiers soins.

Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce à des séparateurs extractibles en velcro.

Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures.

Bandes réfléchissantes nuit et jour.

2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques.

4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique).

Ampoulier isotherme avec 27 élastiques.

Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane.

Matériau : tissu 1000D polyamide

Coloris : Rouge.

Poids : 2,86 kg

Mesures extérieures : 47 x 22 x 28 cm / 23,23 l.

Capacité maximum recommandée : 12 Kg

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	8436564540300
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	22,0	Largeur conditionnement (cm) :	23,5
Longueur unitaire (cm) :	47,0	Longueur conditionnement (cm) :	43,0
Hauteur unitaire (cm) :	28,0	Hauteur conditionnement (cm) :	39,0
Poids unitaire (kg) :	2,860	Poids conditionnement (kg) :	3,800
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



12/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. MEEXTR02\_R