

SACOCHE URGENCE CAPACITÉ MOYENNE EMERGENCY FAST - ROUGE

ELITE BAGS

Réf. MEFAST01_R

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTEE



SACOCHE URGENCE CAPACITÉ MOYENNE EMERGENCY FAST - ROUGE



Réf. MEFAST01_R

Trousse d'accès rapide adaptable à la ceinture et à la jambe, avec une capacité moyenne, pour l'organisation du matériel de premiers soins. Son système de fixation double, réglable en hauteur, dispose de bandes élastiques antidérapantes et de bandes élastiques pour le fixer à la jambe.

- Panneau MOLLE à l'arrière qui permet de l'ancrer à d'autres poches, sacs et vestes
- Bande réfléchissante frontale, fermetures éclair réfléchissantes et poignée qui brillent dans l'obscurité
- Bandes latérales élastiques pour lampe oculaire, gants, etc
- Système d'ouverture rapide à double glissière
- Velcro pour placer un identificateur
- Panneaux latéraux avec des poches élastiques (pour stylos à insuline, canules de Guedel, etc.)
- Compartiment central avec ouverture réglable
- Trou de vidange dans la base
- Rabat avec corde élastique pour fixer des bandages, des gants, etc
- Mesures : 17 x 15 x 7 cm / 1,79 L
- Poids : 1,35 kg

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	8436564541833	
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	4202.12.99.90
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	15,0	Largeur conditionnement (cm) :	20,0
Longueur unitaire (cm) :	17,0	Longueur conditionnement (cm) :	20,0
Hauteur unitaire (cm) :	7,0	Hauteur conditionnement (cm) :	10,0
Poids unitaire (kg) :	1,350	Poids conditionnement (kg) :	0,250
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 23:57 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEFAST01_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.