

## GOUGE THOMAS, 20 MM

Réf. IG04320



## GOUGE THOMAS, 20 MM



Réf. IG04320

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040018850

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

#### MESURES

##### Unité nue

##### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,9

Largeur conditionnement (cm) : 1,9

Longueur unitaire (cm) : 17,6

Longueur conditionnement (cm) : 17,6

Hauteur unitaire (cm) : 1,5

Hauteur conditionnement (cm) : 1,5

Poids unitaire (kg) : 0,105

Poids conditionnement (kg) : 0,105

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:45 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IG04320

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.