

GOUGE DE SMITH PETERSON, CONTRE-COUDÉE, 24 CM X 30 MM

Réf. IG06430



GOUGE DE SMITH PETERSON, CONTRE-COUDÉE, 24 CM X 30 MM



Réf. IG06430

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040018935

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,0

Largeur conditionnement (cm) : 3,0

Longueur unitaire (cm) : 23,0

Longueur conditionnement (cm) : 23,0

Hauteur unitaire (cm) : 2,4

Hauteur conditionnement (cm) : 2,4

Poids unitaire (kg) : 0,301

Poids conditionnement (kg) : 0,301

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IG06430

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.