

LEVIER À OS LANE, 26 CM

Réf. IL11826



LEVIER À OS LANE, 26 CM



Réf. IL11826

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040020280

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,8

Largeur conditionnement (cm) : 3,8

Longueur unitaire (cm) : 28,5

Longueur conditionnement (cm) : 28,5

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) : 0,4

Poids unitaire (kg) : 0,058

Poids conditionnement (kg) : 0,058

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:13 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IL11826

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.