

LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 29 CM, 40 MM X 34 MM

Réf. IL11834



LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 29 CM, 40 MM X 34 MM



Réf. IL11834

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040020297
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	3,8	Largeur conditionnement (cm) :	3,8
Longueur unitaire (cm) :	28,7	Longueur conditionnement (cm) :	28,7
Hauteur unitaire (cm) :	0,7	Hauteur conditionnement (cm) :	0,7
Poids unitaire (kg) :	0,233	Poids conditionnement (kg) :	0,233
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IL11834

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.