

LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 43 MM

Réf. IL11843



LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 43 MM

Réf. IL11843

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040020303

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,4

Largeur conditionnement (cm) : 4,4

Longueur unitaire (cm) : 26,7

Longueur conditionnement (cm) : 26,7

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) : 0,4

Poids unitaire (kg) : 0,135

Poids conditionnement (kg) : 0,135

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IL11843