

LEVIER À OS DE BENETT, 24 CM

Réf. IL11924



LEVIER À OS DE BENETT, 24 CM



Réf. IL11924

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040020327
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	4,2	Largeur conditionnement (cm) :	4,2
Longueur unitaire (cm) :	24,2	Longueur conditionnement (cm) :	24,2
Hauteur unitaire (cm) :	6,4	Hauteur conditionnement (cm) :	6,4
Poids unitaire (kg) :	0,171	Poids conditionnement (kg) :	0,171
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



14/06/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IL11924

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.