

SABOTS MEDIPLUGS PERFORÉS SUR LE COTÉ-ANTISTATIQUE-LAVABLE 60° T37 BC

Réf. WSAM_37BC

mediPlogs



SABOTS MEDILOGS PERFORÉS SUR LE COTÉ-ANTISTATIQUE-LAVABLE 60° T37 BC



Réf. WSAM_37BC

Sabots adaptés aux hôpitaux modernes, aux blocs opératoires et zones de soins intensifs.
 Produits conçus et réalisés en association avec des chercheurs et des médecins.
 Sabots antistatiques, à la semelle antidérapante et anti frottements.
 L'arrière du talon est incliné et arrondi pour faciliter la marche.
 Système de ventilation permettant une circulation de l'air.
 Empreinte des orteils pour amplifier la prise et picots pour favoriser la circulation.
 100% polyuréthane, sans CFC.
 Lavables à la main ou en machine à 60°.
 Pointures du 35 au 47.
 Coloris: Blanc, Fuchsia, Bleu ciel, Bleu marine, Vert

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040099811

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 22,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 31,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 11,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 1,000

Poids conditionnement (kg) : 1,160

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



29/06/2022 21:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. WSAM_37BC

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.