

## BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON MARINE / ADULTE M

Réf. 332012



# BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON MARINE / ADULTE M



Réf. **332012**

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.  
Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.  
Marquages normalisés.  
Lavable à 30-40°.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :			Code barres : 3700446028480
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,210	Poids conditionnement (kg) :	0,210
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



25/04/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 332012