

STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, NOIR, PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE

Réf. DH7081_N



STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, NOIR, PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE



Réf. DH7081_N

- Stéthoscope à pavillon simple métallique adulte (Ø : 47 mm)
 - Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
 - Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
 - Existe en Noir, Bleu ou Rouge
 - Également disponible en pavillon double pour adulte et enfant
- Livré avec 1 paire d'embouts

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661041000120
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	9018908400
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,150
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DH7081_N

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.