

## STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, ROUGE, PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE

Réf. DH7081\_R



# STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, ROUGE, PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE



Réf. DH7081\_R

- Stéthoscope à pavillon simple métallique adulte (Ø : 47 mm)
  - Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
  - Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
  - Existe en Noir, Bleu ou Rouge
  - Également disponible en pavillon double pour adulte et enfant
- Livré avec 1 paire d'embouts

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661041000137

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 9018908400

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,150

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:23 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DH7081\_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.