

## BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC / VELCRO / ROUGE / ADULTE (M)

Réf. 330013



# BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC / VELCRO / ROUGE / ADULTE (M)



Réf. **330013**

Brassard Compatible Vaquez-Laubry® taille M, Couleur rouge, en polycoton avec poche caoutchouc double tubulure (10 cm et 60 cm), support de manomètre en cuir pleine fleur, fermeture par velcro.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446008833
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,190
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:22 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 330013