

BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON GRIS / LARGE ADULTE (L)



Réf. 332001



BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON GRIS / LARGE ADULTE (L)



Réf. **332001**

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.
Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.
Marquages normalisés.
Lavable à 30-40°.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :			Code barres : 3700446028466
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	7,1
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	14,3
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	0,4
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,310
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 332001