

BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON MOTIFS / ENFANT (S)



Réf. 332029



BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON MOTIFS / ENFANT (S)



Réf. **332029**

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.
Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC (en plastique)
Marquages normalisés.
Lavable à 30-40°.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446008796
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,094
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



25/04/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 332029

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.