

## BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON MOTIFS / NOURRISSON (XXS)

Réf. 332049



# BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON MOTIFS / NOURRISSON (XXS)



Réf. **332049**

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.  
Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC (en plastique).  
Marquages normalisés.  
Lavable à 30-40°.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446008772
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	9,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	13,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	2,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,034
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:23 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 332049

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.