

## STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON, NOIR

Réf. 507200



# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON, NOIR



Réf. 507200

## Le stéthoscope polyvalent de Spengler

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
  - Membrane double fréquence :
    - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
    - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
  - Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
  - Bague antifroid et embouts auriculaires confortables
- De couleur noire.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446009069

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 16,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 32,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 4,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,398

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



02/12/2022 12:28 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507200

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.