

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON, MARINE

Réf. 507202



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON, MARINE



Réf. 507202

Le stéthoscope polyvalent de Spengler

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
 - Membrane double fréquence :
 - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
 - Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
 - Bague antifroid et embouts auriculaires confortables
- De couleur marine

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446009076
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	16,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	32,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	0,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,398
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/12/2022 12:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507202

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.