

LIAN NM BRASSARD VELCRO NYLON GRIS EXTRA LARGE (XL) SPENGLER

Réf. 520619



CE
0459



LIAN NM BRASSARD VELCRO NYLON GRIS EXTRA LARGE (XL) SPENGLER



Réf. 520619

Tensiomètre ambidextre, d'une construction robuste conçu pour une utilisation intensive.

ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Ambidextre grâce au robinet de décompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard extra large taille XL (42-52 cm), nylon, gris
- Livré avec une trousse de transport

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446006624

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,791

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



26/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 520619

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.