

LIAN NM BRASSARD VELCRO COTON MOTIFS ENFANT (PETIT ADULTE) (S) SPENGLER

Réf. 520622



CE
0459



LIAN NM BRASSARD VELCRO COTON MOTIFS ENFANT (PETIT ADULTE) (S) SPENGLER



Réf. 520622

Tensiomètre ambidextre, d'une construction robuste conçu pour une utilisation intensive.

ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme « horlogerie » haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Ambidextre grâce au robinet de décompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard enfant / petit adulte taille S (20-28 cm), coton, motifs
- Livré avec une trousse de transport

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446006723
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,617
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	85	Humidité maxi :	85



26/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 520622

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.