

## LIAN NM BRASSARD VELCRO COTON MARINE ADULTE (M) SPENGLER

Réf. 520627



CE  
0459



# LIAN NM BRASSARD VELCRO COTON MARINE ADULTE (M) SPENGLER



Réf. 520627

**Tensiomètre ambidextre, d'une construction robuste conçu pour une utilisation intensive.**

## ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

### GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

### RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
- Protège manomètre en mousse antichoc

### CONFORT

- Ambidextre grâce au robinet de décompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

### BRASSARD

- Brassard adulte taille M (26-34 cm), coton, marine
- Livré avec une trousse de transport

### OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446008864

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,691

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



26/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 520627

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.