

## LAMPE LITESTICK SPENGLER ROUGE

Réf. 570623



# LAMPE LITESTICK SPENGLER ROUGE



Réf. **570623**

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Eclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446009847
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	901890
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	5,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	20,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	5,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,046
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	10	Température maxi :	40
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:54 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 570623

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

2/2