

## BRASSARD+POCHE 2T (60+10 CM RACCORD+POIRE COMPLÈTE), NYLON GRIS (L)

Réf. 335101



# BRASSARD+POCHE 2T (60+10 CM RACCORD+POIRE COMPLÈTE), NYLON GRIS (L)



Réf. **335101**

Brassards avec poche double tubulure et raccord rapide (tube 60 cm + poire + robinet Classic, tube 10 cm + embout métal à vis mâle).

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446028459
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,310
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



25/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 335101

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.