

EMBOUTS AURICULAIRES POUR IDEAL +, SOUPLES, GM, VERT

Réf. DS8009_V



EMBOUTS AURICULAIRES POUR IDEAL +, SOUPLES, GM, VERT



Réf. DS8009_V

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :		Code barres :	3661040073996
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	1,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	1,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,006	Poids conditionnement (kg) :	0,004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



15/11/2022 12:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DS8009_V