

TENSIO. EASY 3, BRAS FORTS (32CM À 42 CM), NOIR, BRASSARD SANS POCHE

Réf. DS99603_N



TENSIO. EASY 3, BRAS FORTS (32CM À 42 CM), NOIR, BRASSARD SANS POCHE



Réf. DS99603_N

- Tensiomètre avec brassard "Bras fort", sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boîtier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Livré avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 à 20 cm) / enfant (18cm à 26 cm) / adult (26 à 35 cm) / bras fort (32cm à 42 cm)
- Type d'affichage : échelle ronde
- Graduation de l'échelle : en pas de 2 mmHG
- Plage d'affichage 0 à 300 mmHG
- Plage de mesure 0 à 280 mmHG
- Mobilité de l'aiguille : pas de remise à zéro
- Génération de pression : poire
- Décompression : valve de décompression réglable.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3661040173078
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189020
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,500
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	10	Humidité maxi :	85



30/03/2022 23:56 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DS99603_N

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.