

BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC / VELCRO / MARINE / ADULTE M

Réf. 330012



BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC / VELCRO / MARINE / ADULTE M



Réf. **330012**

Brassard Compatible Vaquez-Laubry® Classic taille M, Couleur Navy blue, en polycoton avec poche caoutchouc double tubulure (10 cm et 60 cm), support de manomètre en cuir pleine fleur, fermeture par velcro.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446028541
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,190	Poids conditionnement (kg) :	0,190
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 330012