


## STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON VERT LAGON

Réf. 507209



# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON VERT LAGON



Réf. 507209

## Le stéthoscope polyvalent de Spengler

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
  - Membrane double fréquence :
    - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
    - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
  - Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
  - Bague antifroid et embouts auriculaires confortables
  - Tubulure nacrée
- De couleur verte

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446004002
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,398
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:45 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507209

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.