

MANOPOIRE SPENGLER MOBI ROSE POUDRÉ (REF. SANS BRASSARD)

Réf. 513703M



MANOPOIRE SPENGLER MOBI ROSE POUDRÉ (REF. SANS BRASSARD)



Réf. 513703M

Élégant et coloré, le tensiomètre MOBI révolutionne le tensiomètre anéroïde grâce à sa nouvelle connectique brevetée.

Manopire seul, livré sans brassard et sans tubulure.

- **AMBIDEXTRE** : Mobi est spécialement étudié pour être ambidextre, choisissez votre configuration et changez la position de la valve de décompression, de la connectique « LIFE LINK® » et de la cuillère.
 - **POIRE ERGONOMIQUE** : La poire ergonomique est adaptée à toutes les morphologies de mains et offre un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.
 - **VALVE DE PRÉCISION** : MOBI est équipé d'une valve de décompression dont la forme est étudiée pour offrir la meilleure sensibilité lors de la décompression mais aussi une très bonne ergonomie et prise en main.
 - **RÉSISTANT AUX CHOCS** : De par sa construction en plastique ABS, sa double coque interne et sa partie arrière en élastomère, MOBI est spécialement étudié pour offrir une grande résistance aux chocs et aux chutes du quotidien.
 - **COLORÉ** : Mobi existe en 4 couleurs : Carbone, Myrtille, Corail et Rose poudré
- A noter que le manopire Mobi est à équiper avec une tubulure « LIFE LINK® » qui permet le changement de brassard en moins d'une seconde et assure l'étanchéité entre le manomètre et la tubulure. Ce manopire est à connecter au brassard facile avec connectique « LIFE LINK® » ; en revêtement TPU, il est plus léger et d'une grande facilité de nettoyage.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446028275
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,223
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	20	Humidité maxi :	85



31/03/2022 01:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 513703M

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.