


MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM, ROUGE

Réf. M05-320-280



MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM, ROUGE



Réf. **M05-320-280**

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur 25 cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3661040215471
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	25,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. M05-320-280

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.