

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON, SILVER

Réf. 507250



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON, SILVER



Réf. 507250

Le Magister II est un stéthoscope professionnel plus performant, plus polyvalent, plus pro.

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance

- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446029951

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,413

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



02/12/2022 12:29 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507250

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.