

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON, NOIR

Réf. 507260



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON, NOIR



Réf. 507260

Le Magister II est un stéthoscope professionnel plus performant, plus polyvalent, plus pro.

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE		Code barres : 3700446030285
Garantie (mois) :	60		Code douanier : 90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,399
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/12/2022 12:29 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507260

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.