

## BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC / VELCRO / GRIS / ENFANT (S)

Réf. 330021



# BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC / VELCRO / GRIS / ENFANT (S)



Réf. 330021

Brassard compatible Vaquez-Laubry® taille S de couleur grise, en polycoton avec poche caoutchouc double tubulure (10 cm et 60 cm), support de manomètre en cuir pleine fleur, fermeture par velcro.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446006822
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	12,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	15,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,138
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 330021

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.