

## STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON, NOIR

Réf. 507300



# STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON, NOIR



Réf. 507300

**Le célèbre cardiophone, look vintage pour un stéthoscope de très haute précision**

Le célèbre cardiophone.

Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale
- Membrane haute résolution en résine époxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de fréquences
- Récepteur profilé pour un parfait contact avec la zone d'examen
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid

De couleur noire.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE		Code barres : 3700446009151
Garantie (mois) :	60		Code douanier : 90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	16,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	32,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	0,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,393
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/12/2022 12:28 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507300

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.