

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON BLEU AZUR

Réf. 507421



STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON BLEU AZUR



Réf. 507421

Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

Le stéthoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure De couleur bleu azur

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446009205
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,237
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:45 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507421

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.