

## STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON ROSE BOUGAINVILLIER

Réf. 507423



# STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON ROSE BOUGAINVILLIER



Réf. 507423

## Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

Le stéthoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure nacrée avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure

De couleur rose bougainvillier

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446003982
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,237
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:45 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507423

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.