


STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON VERT LAGON

Réf. 507428



STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON VERT LAGON



Réf. 507428

Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

Le stéthoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage d'aluminium
 - Tubulure nacrée avec conduit haute performance
 - Membrane haute résolution en résine époxy
 - Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
 - Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure
- De couleur vert lagon

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446003975
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,237
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:45 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507428

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.