

## STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON, MYRTILLE

Réf. 507700



# STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON, MYRTILLE



Réf. 507700

**Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.**

## HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

## CONFORT

- Bague antifroid
  - Embouts auriculaires en silicone
  - Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
  - Pavillon en aluminium pour réduire le poids
- Existe en double pavillon (pavillon adulte et cloche).  
De couleur myrtille.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446029869

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,226

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



08/12/2022 12:37 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507700

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.