

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON, CORAIL

Réf. 507701



STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II SIMPLE PAVILLON, CORAIL



Réf. 507701

Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

CONFORT

- Bague antifroid
 - Embouts auriculaires en silicone
 - Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
 - Pavillon en aluminium pour réduire le poids
- Existe en double pavillon (pavillon adulte et cloche).
De couleur corail.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446029876
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,226
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



08/12/2022 12:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507701

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.