

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II DOUBLE PAVILLON, MYRTILLE

Réf. 507710



STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II DOUBLE PAVILLON, MYRTILLE



Réf. 507710

Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour réduire le poids

POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche
De couleur myrtille

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446029913

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,226

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



08/12/2022 12:38 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507710

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.