

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II DOUBLE PAVILLON, CARBONE

Réf. 507712



STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE II DOUBLE PAVILLON, CARBONE



Réf. 507712

Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour réduire le poids

POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche
De couleur carbone

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446029937
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,226
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



08/12/2022 12:38 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507712

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.