

VAQUEZ-LAUBRY NANO, BRASSARD VELCRO NYLON NOIR, ENFANT / PETIT ADULTE (S) SPENGLER

Réf. 512220



VAQUEZ-LAUBRY NANO, BRASSARD VELCRO NYLON NOIR, ENFANT / PETIT ADULTE (S) SPENGLER



Réf. 512220

Pour les professionnels de santé recherchant un instrument sans compromis entre praticité et précision.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en croute de cuir

BRASSARD

- Brassard enfant / petit adulte taille S (20-28 cm), Velcro, Nylon Oxford, noir
- Livré avec une trousse de rangement.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446007256

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,582

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



31/03/2022 02:27 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 512220

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.