

VAQUEZ-LAUBRY NANO, BRASSARD VELCRO NYLON NOIR, ADULTE (M) SPENGLER

Réf. 512210



VAQUEZ-LAUBRY NANO, BRASSARD VELCRO NYLON NOIR, ADULTE (M) SPENGLER



Réf. 512210

Pour les professionnels de santé recherchant un instrument sans compromis entre praticité et précision.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en croute de cuir

BRASSARD

- Brassard adulte taille M (26-34 cm), Velcro, Nylon Oxford, noir
- Livré avec une trousse de rangement.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446008628

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 14,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 20,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 8,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,654

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



31/03/2022 01:18 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 512210

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.