

## BRASSARD SPENGLER ADULTE (XL) POUR MOBI

Réf. 513714



# BRASSARD SPENGLER ADULTE (XL) POUR MOBI



Réf. **513714**

Pièce détachée : brassard taille XL (Large adulte 40-55 cm) pour tensiomètre MOBI de SPENGLER.  
De couleur grise.  
Les brassards disposent d'une entrée universelle LIFE LINK pour connecter la tubulure.  
Les matériaux sélectionnés améliorent le nettoyage et la durabilité.  
La nouvelle silhouette du brassard offre une lisibilité dégagée de l'index de taille du brassard.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :		Code barres :	3700446028039
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,337
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:19 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 513714