

## VAQUEZ-LAUBRY CLINIC, ENFANT / PETIT ADULTE (S) SPENGLER

Réf. 514202



# VAQUEZ-LAUBRY CLINIC, ENFANT / PETIT ADULTE (S) SPENGLER



Réf. 514202

**Pour contribuer à la lutte contre les infections nosocomiales : tensiomètre spécial prévention des contaminations croisées.**

Tensiomètre manobrassard conçu pour lutter contre les infections nosocomiales. Son manomètre clipsé sur le brassard s'enlève aisément pour permettre la décontamination du brassard par immersion dans la plupart des solutions de désinfection du marché.

- Brassard-poche « monobloc » en polymex traité, confortable, indéformable et très résistant
- Bord souple et arrondi atraumatique
- Soudures hautes fréquences
- Grand cadran en ABS résistant aux chocs, poire grand volume
- Brassard enfant / petit adulte taille S (20-28 cm)
- Livré en trousse nylon

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446024758
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,410
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	20	Humidité maxi :	85



31/03/2022 02:28 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 514202

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.